



See the difference!

True to Life.

**myerson DB Plus
Mould Chart**

OVOID
EN FORME DE PELLE

O40		39.7 8.5 7.0 (L1)
O45		41.5 9.4 7.9 (L1)
O52		42.4 8.7 7.8 (L1)
O55		43.1 9.4 8.0 (L8)
O65		45.0 9.9 8.3 (L9)
O75		46.8 11.1 8.7 (L13)
O80		47.3 10.9 8.6 (L13)
O89		49.0 11.3 8.6 (L13)
O99		51.5 12.1 9.4 (L16)

TAPERING
TRIANGULAIRE


T40		40.3 9.5 7.3 (L1)
T43		41.4 9.6 7.8 (L3)
T53		42.8 9.9 7.9 (L3)
T54		43.1 9.9 7.7 (L5)
T63		44.5 10.5 8.0 (L6)
T76		46.9 10.3 8.5 (L11)
T81		48.0 11.1 8.8 (L9)
T90		49.4 12.4 9.3 (L15)

TOOTH SHAPE KEY

LÉGENDE DE FORMES DES DENTS

O OVOID EN FORME DE PELLE	T TAPERING TRIANGULAIRE	S SQUARE CARRÉ	R RECTANGULAR RECTANGULAIRE
--	--------------------------------------	-----------------------------	--

ANTERIOR KEY
LÉGENDE DE DENTS ANTÉRIURES



DB Plus RESIN ANTERIOR TEETH • MAXILLARY
DB Plus RÉSINE ANTÉRIEURES • DU MAXILLAIRE SUPÉRIEUR

RECTANGULAR
RECTANGULAIRE

R40			39.5
			9.6
			7.0
			(L1)

R41			40.5
			9.7
			7.2
			(L1)

R58			43.5
			9.9
			7.9
			(L3)

R61			43.8
			10.0
			8.1
			(L5)

R69			45.8
			10.4
			8.3
			(L9)

R78			47.0
			11.4
			8.6
			(L15)

R88			49.0
			10.4
			9.1
			(L13)

R91			50.3
			13.9
			9.3
			(L15)

SQUARE
CARRÉ

S45			41.5
			8.7
			7.4
			(L1)

S56			43.2
			9.2
			7.9
			(L5)

S65			45.0
			10.6
			8.1
			(L7)

S67			45.4
			9.8
			8.2
			(L7)

S71			46.2
			10.1
			8.4
			(L11)

S79			47.0
			9.2
			9.1
			(L13)

S83			48.2
			10.2
			8.8
			(L13)

S98			51.4
			10.5
			9.5
			(L13)

DB Plus RESIN ANTERIOR TEETH • MANDIBULAR

L1			31.0
			8.5
			4.4

L3			32.0
			9.1
			4.6

DB Plus RÉSINE ANTÉRIEURES • DU MAXILLAIRE INFÉRIEUR

L5			32.9
			8.5
			4.6

L6			33.1
			9.8
			5.0

DB Plus RESIN ANTERIOR TEETH • MANDIBULAR
DB Plus RÉSINE ANTÉRIEURES • DU MAXILLAIRE INFÉRIEUR



DB Plus COMPOSITE POSTERIOR TEETH
DB Plus COMPOSITE POSTÉRIEURES

0° COMPOSITE POSTERIOR TEETH • 0° COMPOSITE POSTÉRIEURES



DB Plus COMPOSITE POSTERIOR TEETH
DB Plus COMPOSITE POSTÉRIEURES

20° COMPOSITE POSTERIOR TEETH
20° COMPOSITE POSTÉRIEURES

29M/L
 29.0-31.6/29.0-31.4
 8.10-8.65/8.65-8.70

33M
 33.1 35.8
 8.35 9.40

31M/L
 31.4-31.6/31.8-34.8
 8.10-9.10/9.55-9.25

POSTERIOR KEY
LÉGENDE DE DENTS POSTÉRIEURES

Mould # Dents
 Width of 4 Maxillary Posterior Teeth / Largeur de 4 Maxillaire Supérieur Postérieures
 Width of 4 Mandibular Posterior Teeth / Largeur de 4 Maxillaire Inférieur Postérieures
 facio-lingual #14
 facio-lingual #19
 32.8 34.3
 9.62 9.09

30° COMPOSITE POSTERIOR TEETH
30° COMPOSITE POSTÉRIEURES

S30
 28.5 29.4
 9.12 8.53

31
 31.3 33.8
 9.50 10.15

L30
 28.8 30.2
 9.10 9.15

33
 31.8 35.7
 9.60 9.62

S32
 31.6 32.0
 9.54 9.09

X34
 33.0 35.8
 9.94 9.74

L32
 31.2 31.1
 9.15 9.75

X36
 15.7 *
 * Width of 2

db plus COMBINATION CHART

MAXILLARY ANTERIOR MOULD	ARTICULATES WITH MANDIBULAR MOULD	COMBINES WITH 0° POSTERIOR MOULD	COMBINES WITH F-10 POSTERIOR MOULD	COMBINES WITH 20° POSTERIOR MOULD	COMBINES WITH 30° POSTERIOR MOULD
O40	L1	29	F29	29M or 29L	S30/L30/31
O45	L1	29	F29	29M or 29L	S30/L30/31
O52	L1	29	F29	29M or 29L	S30/L30/31
O55	L8	29	F29	29M or 29L	S30/L30/31
O65	L9	31	F31	31M or 31L	S32/L32/33
O75	L13	31	F31	31M or 31L	S32/L32/33
O80	L13	33	F33	33M	33/X34
O89	L13	33	F33	33M	33/X34
O99	L16	33	F33	33M	33/X34
T40	L1	29	F29	29M or 29L	S30/L30/31
T43	L3	29	F29	29M or 29L	S30/L30/31
T53	L3	29	F29	29M or 29L	S30/L30/31
T54	L5	29	F29	29M or 29L	S30/L30/31
T63	L6	31	F31	31M or 31L	S32/L32/33
T76	L11	31	F31	31M or 31L	S32/L32/33
T81	L9	33	F33	33M	33/X34
T90	L15	33	F33	33M	33/X34
R40	L1	29	F29	29M or 29L	S30/L30/31
R41	L1	29	F29	29M or 29L	S30/L30/31
R58	L3	31	F31	31M or 31L	S32/L32/33
R61	L5	31	F31	31M or 31L	S32/L32/33
R69	L9	33	F33	33M	33/X34
R78	L15	33	F33	33M	33/X34
R88	L13	33	F33	33M	33/X34
R91	L15	33	F33	33M	33/X34
S45	L1	29	F29	29M or 29L	S30/L30/31
S56	L5	29	F29	29M or 29L	S30/L30/31
S65	L7	31	F31	31M or 31L	S32/L32/33
S67	L7	31	F31	31M or 31L	S32/L32/33
S71	L11	31	F31	31M or 31L	S32/L32/33
S79	L13	31	F31	31M or 31L	S32/L32/33
S83	L13	33	F33	33M	33/X34
S98	L13	33	F33	33M	33/X34



MANUFACTURER
myerson company limited
 3 trinity avenue
 laventille, trinidad & tobago
 phone 868 623 1007


DISTRIBUTED BY
myerson LLC
 5106 north ravenswood
 chicago il 60640-2713, usa
 phone 800 423 2683

EUROPEAN REPRESENTATIVE
myerson limited
 34 railway approach
 station road
 harrow middx HA3 5AA, uk
 phone +44 0 20 8863 9044

6.2011 QTY???

Make great removables with myerson teeth & state-of-the-art myerson thermoplastic materials

myerson **DuraFlex**
flexible partial dentures



myerson **VisiClear**
clear clasps & frameworks



myerson **DurAcetal**
durable cosmetic appliances



Start getting a better night's sleep

Obstructive sleep apnea & snoring can be treated safely & effectively with the ema[®] oral appliance from myerson

