


a bit more aesthetic...

enta[®]ceram



Vormenkaart
Mould chart
Formenkarte
Carte de formes
ceramic


enta[®]

anterior's
upper

420



Central L1	Central W1	Set of W2
9,70	8,10	43,50

anterior's
lower

70



Central L1	Central W1	Set of W2
7,30	5,20	33,50

430



Central L1	Central W1	Set of W2
9,50	8,30	43,50

72



Central L1	Central W1	Set of W2
7,70	5,00	34,00

440



Central L1	Central W1	Set of W2
10,00	8,20	45,40

74



Central L1	Central W1	Set of W2
9,70	5,40	35,00

450



Central L1	Central W1	Set of W2
9,90	8,70	46,00

76



Central L1	Central W1	Set of W2
8,10	5,30	35,50

460



Central L1	Central W1	Set of W2
9,70	8,80	46,50

78



Central L1	Central W1	Set of W2
8,20	5,40	36,50

anterior's
lower

lower anterior teeth
15 moulds

60



Central L1	Central B1	Set of B2
8,30	4,60	30,00

80



Central L1	Central W1	Set of W2
9,20	5,60	36,50

62



Central L1	Central B1	Set of B2
7,50	4,80	31,50

82



Central L1	Central W1	Set of W2
9,10	5,60	37,00

64



Central L1	Central B1	Set of B2
8,20	4,80	33,00

84



Central L1	Central W1	Set of W2
10,00	5,90	38,50

66



Central L1	Central B1	Set of B2
7,70	5,00	33,00

86



Central L1	Central W1	Set of W2
10,50	6,50	42,80

68



Central L1	Central B1	Set of B2
8,70	5,00	33,00

88



anterior's upper		upper anterior teeth 27 moulds			Central L1	Central W1	Set of W2	anterior's upper		Central L1	Central W1	Set of W2
110					8,60	7,50	41,00	270		12,10	9,10	48,00
120					10,00	8,00	42,00	280		10,20	8,70	48,20
130					8,90	7,80	43,00	310		8,50	7,20	39,2
140					9,80	8,50	43,50	320		9,10	7,70	42,20
150					9,90	8,40	45,50	330		9,40	7,90	43,00
210					9,40	7,60	41,50	340		10,40	8,10	43,00
220					9,90	7,60	43,00	350		8,90	7,90	43,50
230					10,30	8,20	44,50	360		9,70	8,00	44,00
240					9,60	8,20	45,20	370		10,80	8,50	46,00
250					10,00	8,60	47,00	380		9,50	8,40	47,00
260					10,90	8,80	47,00	410		9,20	7,80	42,00

NL

pritidenta b.v. beschikt over een grote ervaring wat betreft productontwikkeling en de vervaardiging van porselein en acryl prothese-elementen. pritidenta b.v. werkt nauw samen met verschillende universiteiten in binnen- en buitenland.

Enta[®] tanden en kiezen voldoen aan de hoogste eisen wat betreft sterkte, slijtvastheid, anatomische vormgeving en natuurgetrouwe karakterisering en kleur.

Enta[®] producten voldoen aan alle internationale standaarden en normen. De A1-D4 benaming correspondeert met de Vita kleurring. Dit is bedoeld als oriëntatie, niet als vergelijking. Vita is geen geregistreerd merk van pritidenta b.v.

GB

pritidenta b.v. has had large experience concerning research and development and the production of porcelain and acrylic teeth. pritidenta b.v. cooperates closely with several dental universities in the Netherlands and abroad.

Enta[®] teeth meet the highest requirements in respect of strength, grind ability, anatomical forms, natural characterization and shades. Enta[®] products meet all international standards.

D

pritidenta b.v. verfügt über eine große Erfahrung hinsichtlich Produktentwicklung und Herstellung von Prothesenzähnen aus Kunststoff und Keramik. pritidenta b.v. arbeitet eng mit Universitäten in den Niederlanden und aus dem Ausland zusammen.

Enta[®] Zähne genügen höchsten Anforderungen im Hinblick auf ihre Stärke, Schleifbarkeit, anatomische Formgebung und naturgetreue Charakterisierung und Farben. Enta[®] Produkte entsprechen allen internationalen Normen.

F

pritidenta b.v. a une grande expérience en ce qui concerne la recherche, le développement et la production de dents en porcelaine et en résine. pritidenta b.v. collabore avec des universités aux Pays-Bas et à l'étranger.

Les dents Enta[®] répondent aux critères, les plus exigeants en ce qui concerne la robustesse, la possibilité de rectifier, la forme anatomique et la reproduction des couleurs naturelles. Les produits Enta[®] satisfont à toute les normes internationales.

anterior's upper	upper anterior teeth 5 moulds			Central L1	Central W1	Set of W2
	S10	L1	W2	9,50	7,40	41,80
S20	11,20	8,50	46,10			
S30	11,40	8,80	46,70			
S40	11,70	9,00	48,10			
S50	12,90	9,10	50,10			
anterior's lower	lower anterior teeth 3 moulds			Central C1	Central C1	Set of So2
	S2	8,70	5,30	36,00		
S4	8,70	5,30	37,00			
S6	9,50	6,00	39,50			



ISO 3336: 1993
ISO 4824: 1993

- All moduls are illustrated actual size
- Available in A0 - D4, including B0
- The dimensions are in millimetres (mm)
- The A1 - D4 designations correspond to the Vita shade guide
- This is meant to be a guide, not a match
- Vita is not a registered trademark of pritidenta b.v.

anterior's
upper

upper anterior teeth

11 moulds

L42C



Central
L1

Central
W1

Set of
W2

10,60 7,70 42,40

M42C



9,80 7,70 42,40

M45C



10,00 8,20 45,40

S45C



9,20 8,20 45,40

M48C



11,00 8,80 48,40

M51C



11,80 9,50 52,40

M45CA



9,80 8,10 45,40

M45FA



10,10 8,10 45,40

S48FA



10,30 8,90 48,60

L46CS



10,80 8,20 44,30

L46FS



11,00 8,40 44,80

anterior's
lower

lower anterior teeth

5 moulds

M42



Central
L1

Central
W1

Set of
W2

9,20 4,90 32,00

M45



34,00 5,50 34,00

M48



10,20 5,80 36,00

S42



7,70 5,00 33,00

S48



9,30 5,80 36,00

posterior lower	upper	OPTIFORM 3 moulds	1/2 Set of W3		1. Molars W4	
			W3	W4	W3	W4
30			30,40	8,70	30,10	7,70
34			33,50	10,00	33,60	8,80
34S			33,30	9,30	33,40	8,60

- L1** Length 1:
Length of the central incisors without the cervical [in mm]
- W1** Width 1:
Width of the central incisors [in mm]
- W2** Width 2:
Width of the total set [in mm]
- W3** Width 3:
Width of the half set [in mm]
- W4** Width 4:
Width of the first molar [in mm]

posterior
lower upper

posterior teeth

9 moulds

1/2 Set of
W3 W4
1. Molars

E2



28,80 8,20

31,60 8,10

E4



30,50 8,70

32,50 8,50

E5



33,50 10,00

35,80 9,00

H4



29,40 8,30

31,50 7,20

292



29,60 7,90

32,20 7,60

312



31,30 8,80

34,50 8,80

a bit more personal...

Your enta contact

Do you still have any questions or would you like to arrange for a personal consulting session? We look forward to your call or e-mail.



pr.t.contact

pr.tidentia b.v.
Brouwerijbaan 10
4615 AA Bergen op Zoom
The Netherlands

Phone: +31 (0)164.23.74.54
Fax: +31 (0)164.23.53.12
E-Mail: smile@pr.tidentia.com
Internet: www.enta.nl